

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd80 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q00609

Numéro d'article: CM0009216



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD80 conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Détecte le CD80 de souris (B7-1), une molécule de co-stimulation présente sur les lymphocytes B et les monocytes activés. Convient pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD80 conjugué à
Remarques/Alias	B71 ; Ly53 ; TSA1 ; Cd28l ; Ly-53 ; MIC17
Espèce	Souris
GeneID (humain)	941
GeneID	12519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-245 du CD80 de souris (NP_033985.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00609
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa / 24 kDa
Expédition	Glacière