

Anticorps Monoclonaux Lapin Anti-Souris Cd80 Pour Cytométrie En Flux - Q00609

Numéro d'article: CM0009896



Introduction

L'anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD80 (FC) cible la CD80/B7-1 de souris, une molécule de costimulation clé dans l'activation des cellules T. L'immunogène recombinant assure la spécificité. Idéal pour l'analyse des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD80 mAb
Remarques/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	941
GeneID	12519
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-245 de la CD80 de souris (NP_033985.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00609
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace