

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd80 Pour Cytométrie En Flux - Q00609

Numéro d'article: CM0004461



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD80 (B7-1) de souris, conjugué avec I'. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconstitué à partir d'un immunogène recombinant. Spécifique du CD80 de souris. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T et les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD80 mAb
Remarques / Alias	B71 ; Ly53 ; TSA1 ; Cd28l ; Ly-53 ; MIC17
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	941
GeneID	12519
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00609
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace