

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd82 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P40237

Numéro d'article: CM0009250

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre la souris CD82 (C33/IA4/Kai1/Tspan27), validé pour la cytométrie en flux. La cible est une tétraspanine impliquée dans la transduction du signal, l'adhésion et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD82
Remarques/Alias	C33 ; IA4 ; Kai1 ; Tspan27
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3732
GenelD	12521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-266 de la souris CD82 (NP_001258390.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P40237
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace