

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd83 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - O88324

Numéro d'article: CM0005959

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD83 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour le profilage des cellules dendritiques et les études de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD83 conjugué
Remarques/Alias	mCD83
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	9308
Identifiant du gène	12522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-133 du CD83 de souris (NP_033986.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O88324
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace