

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd83 Pour Cytométrie En Flux - O88324

Numéro d'article: CM0012080

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy5), dirigé contre le CD83 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Cet anticorps cible le domaine extracellulaire et convient au profilage des cellules immunitaires et aux études d'expression de CD83 sur des échantillons murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD83 mAb
Remarques / Alias	mCD83
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	9308
ID du gène	12522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-133 du CD83 de souris (NP_033986.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O88324
Poids de la protéine	21KDa
Expédition	Sac de glace