

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd83 Pour Cytométrie En Flux - O88324

Numéro d'article: CM0012300

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD83 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Détecte le CD83, une glycoprotéine transmembranaire impliquée dans la régulation immunitaire, exprimée sur les cellules dendritiques et les lymphocytes. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD83 mAb
Remarques/Alias	mCD83
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	9308
GeneID	12522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-133 du CD83 de souris (NP_033986.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O88324
Poids de la protéine	21KDa
Expédition	Sac de glace