

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd83 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - O88324

Numéro d'article: CM0011987

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD83 conjugué validé pour la cytométrie en flux, ciblant l'antigène CD83 de souris (O88324). Liaison spécifique aux cellules immunitaires de souris pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-souris CD83 conjugué
Remarques/Alias	mCD83
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	9308
ID de gène	12522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-133 de la CD83 de souris (NP_033986.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O88324
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace