

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd87 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P35456

Numéro d'article: CM0012488



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indigé contre le CD87 (uPAR) de souris pour cytométrie en flux. Validé pour les échantillons de souris. Cible le récepteur de l'urokinase impliqué dans la migration cellulaire et le remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD87
Remarques / Alias	Cd87 ; uPAR ; u-PAR
Espèce	Souris
GenelD (humain)	5329
GenelD	18793
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-297 du CD87 de souris (NP_035243.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35456
Poids de la protéine	24kDa / 35kDa
Expédition	Sac de glace