


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd87 (Upar) Pour Cytométrie En Flux - P35456

Numéro d'article: CM0006251



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD87 murin (uPAR), validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le récepteur ancré au GPI impliqué dans l'activation du plasminogène, la migration cellulaire et le remodelage tissulaire. Adapté aux études immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD87
Remarques / Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5329
GeneID	18793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-297 du CD87 murin (NP_035243.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35456
Poids protéique	24kDa/35kDa
Expédition	Sachet de glace