

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd88/C5Ar - P30993

Numéro d'article: CM0007761



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la souris CD88/C5aR (C5aR1), validé pour la cytométrie en flux. Cible le domaine N-terminal de ce récepteur couplé aux protéines G impliqué dans l'inflammation et le chimiotactisme immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD88/C5aR
Remarques/Alias	C5aR ; C5r1 ; Cd88 ; D7Msu1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	728
Identifiant du gène	12273
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-37 de la souris CD88/C5aR (NP_031603.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30993
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace