

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd88/C5Ar De Souris Pour Cytométrie En Flux - P30993

Numéro d'article: CM0011760



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD88/C5aR de souris conjugué à l'pour cytométrie en flux. Détecte le récepteur chimiotactique 1 de l'anaphylatoxine C5a de 39 kDa (P30993) dans des échantillons de souris. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la chimiotaxie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Anticorps monoclonal de lapin anti-CD88/C5aR de souris                                                                                                  |
| Remarques/Alias      | C5aR ; C5r1 ; Cd88 ; D7Msu1                                                                                                                             |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                                  |
| GeneID (humain)      | 728                                                                                                                                                     |
| GeneID               | 12273                                                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-37 de CD88/C5aR de souris (NP_031603.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                   |
| Application          | FC                                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                                  |
| SWISS                | P30993                                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 39 kDa                                                                                                                                                  |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                            |