


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A De Souris Pour Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0011936



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin anti-CD8a de souris pour la cytométrie en flux (FC). Réagit spécifiquement avec le CD8a de souris (Ly-2, Ly-35 ; SWISS : P01731). Qualité recherche pour le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD8a de souris
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (souris)	12525
GeneID (humain)	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 196 du CD8a de souris (NP_001074579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac de glace