

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A De Souris Pour Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0012639



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD8a de souris (Lyt-2), validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T de souris dans les applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD8a de souris
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (humain)	925
Identifiant du gène	12525
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 de la CD8a de souris (NP_001074579.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac de glace