

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd8A Pour La Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0010327



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD8a pour la cytométrie en flux. Reconnaît la glycoprotéine de surface des cellules T chaîne alpha CD8 (P01731), adapté aux études de réponse immunitaire chez la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD8a
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	925
Identifiant du gène	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 de la CD8a de souris (NP_001074579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace