

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd8A Pour Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0010013



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué de haute qualité dirigé contre la protéine CD8a de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en immunologie sur les sous-ensembles de lymphocytes T et les réponses cytotoxiques. Réagit avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal Lapin anti-souris CD8a
Remarques / Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	925
ID du gène (Souris)	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 de la protéine CD8a de souris (NP_001074579.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace