

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd90.2 Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P01831

Numéro d'article: CM0009112

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin marqué contre le CD90.2 (Thy-1) de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'immunophénotypage et l'étude des interactions cellule-cellule dans les systèmes immunitaire et neuronal de la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD90.2
Remarques/Alias	T25 ; CD90 ; Thy-1 ; Thy1.1 ; Thy1.2 ; Thy-1.2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7070
GeneID	21838
Immunogène	Protéine recombinante du CD90.2 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace