

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd90.2 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P01831

Numéro d'article: CM0011596

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD90.2 de souris (Thy-1.2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche en neurosciences. Approvisionnement tout-en-un auprès de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD90.2 de souris
Remarques/Alias	T25 ; CD90 ; Thy-1 ; Thy1.1 ; Thy1.2 ; Thy-1.2
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	7070
ID du gène	21838
Immunogène	Protéine recombinante de CD90.2 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace