

Lapin Anti-Souris Cd90.2 Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux - P01831

Numéro d'article: CM0010359

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD90.2 de souris (Thy-1.2). Idéal pour la détection sensible et spécifique par cytométrie en flux de l'expression de la glycoprotéine Thy-1 de souris dans les études immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD90.2 mAb
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GenID (Humain)	7070
GenID	21838
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace