

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd90.2 Pour Cytométrie En Flux - P01831

Numéro d'article: CM0009822



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD90.2 de souris (Thy-1) pour cytométrie en flux. Validé avec une protéine recombinante, réagit de manière croisée avec la souris, adapté à la recherche en immunologie et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD90.2
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	7070
GenelD	21838
Immunogène	Protéine recombinante de CD90.2 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace