

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd94 Pour Fc - O54707

Numéro d'article: CM0009941

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'contre la CD94 de souris (KLRD1) pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons de souris. La CD94 est un récepteur immunitaire présent sur les cellules NK et les lymphocytes T, impliqué dans la distinction entre le soi et le non-soi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD94
Remarques/Alias	CD94
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3824
GeneID	16643
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-179 de la CD94 de souris (NP_034784.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O54707
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace