


Lapin Anti-Souris Cd95/Fas Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P25446

Numéro d'article: CM0006077



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indigé contre la CD95/FAS de souris (P25446) pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur FAS de souris, impliqué dans l'apoptose et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD95/FAS mAb
Remarques/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	355
GeneID	14102
Immunogène	Protéine recombinante de CD95/FAS de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P25446
Poids Protéique	37KDa
Expédition	Sac de glace