

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd97 Pour Cytométrie En Flux - Q9Z0M6

Numéro d'article: CM0011777

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD97 de souris (Adgre5), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de l'adhésion des leucocytes, de la migration et du profilage des cellules immunitaires dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD97 mAb
Remarques/Alias	Cd97; TM7LN1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	976
GeneID (Souris)	26364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-265 du CD97 de souris (NP_036055.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9Z0M6
Poids Protéique	90KDa
Expédition	Sac de glace