

Lapin Anti-Souris Cd97 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q9Z0M6

Numéro d'article: CM0008318

Introduction

Cet anticorps monoclonal anti-CD97 conjugué à l'allophycocyanine (APC) détecte spécifiquement le CD97 de souris (récepteur couplé aux protéines G d'adhésion E5) et est validé pour la cytométrie en flux, soutenant les études sur l'adhésion et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD97 mAb
Remarques/Alias	Cd97; TM7LN1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	976
GeneID	26364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-265 du CD97 de souris (NP_036055.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9Z0M6
Poids Protéique	90KDa
Expédition	Sac de glace