

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd98 Pour Cytométrie En Flux - P10852

Numéro d'article: CM0009503



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant la protéine CD98 murine (SLC3A2/4F2hc). Conçu pour la cytométrie en flux, il reconnaît la chaîne lourde du transporteur d'acides aminés à la surface des cellules. Idéal pour les études immunologiques et sur les cellules cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD98
Remarques / Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6520
GeneID (Souris)	17254
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 105 et 526 de la protéine CD98 de souris (NP_032603.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10852
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace