

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd98 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P10852

Numéro d'article: CM0008158



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la CD98 de souris (SLC3A2/4F2), validé pour la cytométrie en flux. Se lie à la chaîne lourde du transporteur d'acides aminés de 58 kDa, présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour l'immunophénotypage et les études d'expression des transporteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD98 conjugué
Remarques/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	6520
ID de gène (Souris)	17254
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 105-526 de la CD98 de souris (NP_032603.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10852
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace