

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cx3Cr1 De Souris Pour Fc - Q9Z0D9

Numéro d'article: CM0011438

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CX3CR1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude du rôle du récepteur de la fractalkine dans la migration des cellules immunitaires, la fonction microgliale et l'immunité intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CX3CR1 de souris
Remarques/Alias	mCX3CR1
Espèce	Souris
ID du gène	13051
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CX3CR1 de souris (NP_034117.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Z0D9
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Poche de glace