

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcr2/Il-8Rb De Souris Pour Cytométrie En Flux - P35343

Numéro d'article: CM0009413

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CXCR2/IL-8RB de souris conjugué à pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur des chimiokines CXCR2, essentiel aux études sur la migration des neutrophiles et l'inflammation. Expédition avec pain de glace.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CXCR2/IL-8RB de souris
Remarques/Alias	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3579
ID du gène	12765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 44 de CXCR2/IL-8RB de souris (NP_034039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35343
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Pain de glace