


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris E-Cadhérine/Cd324 Pour Fc - P09803

Numéro d'article: CM0011841



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris E-Cadhérine (CD324) conjugué à l', destiné à la cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire pour le marquage de surface natif, adapté aux études sur l'adhésion cellulaire et l'épithélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris E-Cadhérine/CD324
Remarques / Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	999
GeneID (Souris)	12550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-369 de l'E-Cadhérine/CD324 de souris (NP_033994.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P09803
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace