


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris E-Cadherine/Cd324 Pour Cf - P09803

Numéro d'article: CM0006034



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant l'E-Cadherine/CD324 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Il se lie spécifiquement à l'E-Cadherine de souris sans réactivité croisée rapportée. Idéal pour la recherche sur l'adhésion des cellules épithéliales et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | AcM lapin anti-souris E-Cadherine/CD324                                                                                                       |
| Remarques / Alias    | Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM                                                                                                            |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 999                                                                                                                                           |
| GeneID               | 12550                                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-369 de l'E-Cadherine/CD324 de souris (NP_033994.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application          | CF                                                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                        |
| SWISS                | P09803                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 98kDa                                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                  |