

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris F4/80 Pour Cytométrie En Flux - Q61549

Numéro d'article: CM0005701

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le F4/80 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des macrophages dans les populations de cellules immunitaires murines. Spécifique à la souris. Poids moléculaire ~102 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris F4/80 mAb
Remarques / Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gp480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espèce	Souris
Identifiant de gène (humain)	2015
Identifiant de gène	13733
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-644 du F4/80 de souris (NP_034260.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61549
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace