

Lapin Anti-Souris FcγRI/CD64 Mab - P26151

Numéro d'article: CM0012575

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité ciblant le FcγRI/CD64 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Détecte le CD64 de souris, un récepteur clé dans l'immunité innée et adaptative médiée par les IgG. Convient pour les études sur les macrophages de souris, cet anticorps permet un profilage immunitaire précis.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris FcγRI/CD64 mAb
Remarques/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2209
GeneID (Souris)	14129
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-297 du FcγRI/CD64 de souris (NP_034316.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P26151
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace