

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris FcγRI/Cd64 Pour Fc - P26151

Numéro d'article: CM0009625

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris FcγRI/CD64 validé pour la cytométrie en flux (FC). Spécifique du CD64 murin, un récepteur Fc de l'IgG à haute affinité présent sur les macrophages. Conjugué à l' pour une détection directe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris FcγRI/CD64 mAb
Remarques/Alias	CD64 ; IGGHAFC ; FcγgammaRI
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	2209
GeneID	14129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-297 de FcγRI/CD64 de souris (NP_034316.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P26151
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace