

Lapin Anti-Souris FcγRI/Cd64 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P26151

Numéro d'article: CM0005812

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris FcγRI pour la cytométrie en flux (FC). Détecte le récepteur Fc de haute affinité pour l'IgG sur les macrophages, essentiel pour la recherche sur l'immunité innée et adaptative. Convient aux études d'immunologie murine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris FcγRI/CD64 mAb
Remarques/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2209
GeneID	14129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-297 de la FcγRI/CD64 de souris (NP_034316.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P26151
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace