

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-FcγRI/Cd64 De Souris Pour La Cytométrie En Flux - P26151

Numéro d'article: CM0006132

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le FcγRI/CD64 de souris (SWISS : P26151), conjugué à I'. Validé pour la cytométrie en flux, réagit de manière croisée avec la souris, 44 kDa. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-FcγRI/CD64 de souris
Remarques/Alias	CD64 ; IGGHAFC ; FcγgammaRI
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2209
GeneID	14129
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-297 du FcγRI/CD64 de souris (NP_034316.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P26151
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace