

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-FcγRI/Cd64 De Souris Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P26151

Numéro d'article: CM0009768

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité anti-FcγRI/CD64 de souris conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des macrophages dans les études sur l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-FcγRI/CD64 de souris conjugué à
Remarques/Alias	CD64 ; IGGHAFC ; FcγgammaRI
Espèce	Souris
GenelD (humain)	2209
GenelD	14129
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P26151
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant