

Lapin Anti-Souris FcγRI/CD64 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P26151

Numéro d'article: CM0005241

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' ciblant le FcγRI/CD64 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Ce récepteur Fc de haute affinité pour l'IgG est spécifique aux macrophages et joue des rôles clés dans l'immunité innée et adaptative. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris FcγRI/CD64 mAb
Remarques/Alias	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	2209
ID de Gène	14129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-297 du FcγRI/CD64 de souris (NP_034316.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en Flux (FC)
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P26151
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace