

Lapin Anti-Souris Flt3/Cd135 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q00342

Numéro d'article: CM0010647

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le Flt3/CD135 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur la différenciation des cellules souches et progénitrices hématopoïétiques et des cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris Flt3/CD135 mAb
Remarques/Alias	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	2322
ID de gène	14255
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00342
Poids de la protéine	114kDa
Expédition	Sac de glace