

Anticorps De Lapin Anti-Foxp3 De Souris Mab Pour Fc (Intra) - Q99Jb6

Numéro d'article: CM0011969



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FOXP3 de souris pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit avec FOXP3 de souris (scurfin), un régulateur transcriptionnel essentiel au développement des Treg. Validé pour les échantillons de souris. - Q99JB6

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps de lapin anti-FOXP3 de souris mAb
Remarques/Alias	sf ; JM2 ; scurfin
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	50943
ID du gène	20371
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située parmi les acides aminés 1-100 de Foxp3 de souris (NP_473380.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q99JB6
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace