

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris H-2Kd/H-2Dd Pour Fc - P01902 / P01900

Numéro d'article: CM0010340



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant les molécules de classe I du CMH souris H-2Kd/H-2Dd. Validé pour la cytométrie en flux, convient à la recherche en immunologie sur la présentation des antigènes et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris H-2Kd/H-2Dd
Remarques/Alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Espèce	Souris
GeneID	14972/14964
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-301 de H-2Kd/H-2Dd de souris (NP_612564.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01902/P01900
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace