


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris I-A Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P14483

Numéro d'article: CM0012374



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre l'antigène de classe II du CMH de souris I-A (H-2I), validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de la souris, adapté à la recherche en immunologie sur la présentation des antigènes et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris I-A conjugué à
Remarques/Alias	H-2I ; I-Ad, -Ed ; I-Eb et I-Ek alloantigènes de classe II du CMH ; Ag Ia ; CMH II
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	474382
GeneID	14961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-219 de H2-Ab1 de souris (NP_996988.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14483
Poids moléculaire protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace