


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-I-A De Souris Pour Fc - P14483

Numéro d'article: CM0005772



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique des alloantigènes I-A de classe II du CMH de souris (H2-Ab1). Validé pour la cytométrie en flux, il reconnaît le domaine extracellulaire. UniProt : P14483.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-I-A de souris mAb de lapin
Remarques / Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; Alloantigènes de classe II du CMH I-Eb et I-Ek; Ag Ia; CMH II
Espèce	Souris
GenelD (humain)	474382
GenelD	14961
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-219 de H2-Ab1 de souris (NP_996988.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14483
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace