

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Icos/Cd278 De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q9Wvs0

Numéro d'article: CM0008609

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre ICOS/CD278 de souris, spécifiquement validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Idéal pour l'étude de la costimulation des lymphocytes T, des réponses immunitaires et des interactions entre les lymphocytes T et B. UniProt : Q9WVS0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-ICOS/CD278 de souris
Remarques/Alias	H4 ; CCLP ; AILIM ; CRP-1 ; Ly115
Espèce	Souris
GeneID (souris)	54167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-142 d'ICOS/CD278 de souris (NP_059508.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WVS0
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace