

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Icos/Cd278 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q9Wvs0

Numéro d'article: CM0006177

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'icblant l'ICOS/CD278 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Un récepteur costimulateur critique pour les réponses des lymphocytes T et la commutation de classe des anticorps.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris ICOS/CD278
Remarques/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Espèce	Souris
GenelD (humain)	29851
GenelD	54167
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WVS0
Poids de la protéine	22KDa
Expédition	Sac de glace