

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Icos/Cd278 De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q9Wvs0

Numéro d'article: CM0010145

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant ICOS/CD278 de souris pour la cytométrie en flux. Détecte un récepteur costimulateur clé des lymphocytes T impliqué dans les réponses immunitaires. Réagit également avec la souris. Poids moléculaire de la protéine : environ 22 kDa. Q9WVS0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-ICOS/CD278 de souris
Remarques/Alias	H4 ; CCLP ; AILIM ; CRP-1 ; Ly115
Espèce	Souris
GeneID (humain)	29851
GeneID (souris)	54167
Immunogène	Protéine recombinante/protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-142 de l'ICOS/CD278 de souris (NP_059508.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WVS0
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Poche de glace