

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Icos/Cd278 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q9Wvs0

Numéro d'article: CM0004867

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'ICOS/CD278 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la costimulation des lymphocytes T, les réponses immunitaires et les interactions T-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris ICOS/CD278 conjugué à
Remarques/Alias	H4 ; CCLP ; AILIM ; CRP-1 ; Ly115
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	29851
Identifiant du gène	54167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-142 de l'ICOS/CD278 de souris (NP_059508.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WVS0
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace