

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ifn-Gamma De Souris Pour Fc (Intra) - P01580

Numéro d'article: CM0010520

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique de l'interféron gamma de souris (IFNG, P01580). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire, il présente une réaction croisée avec la souris et accompagne la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IFN-gamma de souris
Remarques / Alias	Ifg; If2f; IFN-g
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3458
GeneID	15978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-155 de l'IFN-gamma de souris (NP_032363.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01580
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac isotherme