

Lapin Anti-Souris Ifn-Gamma Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P01580

Numéro d'article: CM0012349

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris IFN-gamma conjugué à l' pour cytométrie en flux intracellulaire. Spécifique de l'IFN-gamma de souris, cet anticorps soutient la recherche immunologique et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris IFN-gamma mAb
Remarques/Alias	Ifg; If2f; IFN-g
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3458
GeneID	15978
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-155 de l'IFN-gamma de souris (NP_032363.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01580
Poids moléculaire	18 kDa
Expédition	Sac de glace