

Mab Iga (Fc) De Souris, Lapin

Numéro d'article: CM0004996

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'IgA de souris (région Fc). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire (CF). Validé sur des échantillons de souris avec un immunogène recombinant couvrant les acides aminés 99-344. Idéal pour la recherche sur l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb IgA (Fc) de souris, lapin
Espèce cible	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-344 de l'IgA de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sachet de glace