

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IgA De Souris (Fc)

Numéro d'article: CM0004781

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'de haute qualité, reconnaissant spécifiquement la région Fc de l'IgA de souris. Idéal pour la cytométrie en flux intracellulaire (CF intra) en immunologie et pour les études sur l'immunité muqueuse. Matière première IVD fiable de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb Lapin anti-IgA de souris (Fc)
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-344 de l'IgA de souris
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace